

Мочеточниковый стент


Исполнение Premium

- ♦ Инновационная конструкция для снижения выраженности мочеточникового рефлюкса
- ♦ Сверхтонкая пузырная спираль снижает раздражение мочевого пузыря

*Объем материала, остающегося в мочевом пузыре, на 50–62% меньше, чем у традиционных стентов, что эффективно купирует симптомы раздражения мочевого пузыря
- ♦ Маркеры мочевого пузыря для удобства позиционирования
- ♦ Превосходная рентгеноконтрастность обеспечивает отличную визуализацию



Исполнение Стандартное / С гидрофильным покрытием



Наконечник толкателя с рентгеноконтрастным маркером



- ♦ **Конический наконечник**
Обеспечивает плавное прохождение через участки стеноза



- ♦ **Маркер мочевого пузыря**
Облегчает правильное позиционирование



- ♦ **Износостойкое гидрофильное покрытие**
Минимизирует трение при продвижении



- ♦ **Высокопрочная почечная спираль**
Надёжно предотвращает миграцию (смещение) стента



Исполнение	Наружный диаметр (Fr)	Длина (см)	Опция проводника	Опция наконечника толкателя с рентгеноконтрастным маркером
Стандартное 	4,7F, 6F, 7F, 8F	22, 24, 26, 28, 30	✓	✓
С гидрофильным покрытием 	4,7F, 6F, 7F, 8F	10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30	✓	✓
Premium* 	6F, 7F, 8F	22, 24, 26, 28, 30	✓	✗